

注意

- A、请勿在没安装喷头的情形下使用本产品。
- B、某些功效型漱口水可能具有一定的腐蚀性,使用前请确认漱口水的成分,切勿胡乱使用。
- C、若儿童、老人或不会操作者要使用本产品,请确保有人对使用者进行监督和指导。
- D、请放在儿童和婴儿接触不到的地方,不可当玩具使用。
- E、牙周病患者或最近2个月做过口腔手术,以及遭受过口腔问题困扰的,请先咨询医生,确认无误后方可使用。

注意

- A、请勿用强档持续冲刷牙龈损坏处,或牙齿出血处,以防发炎。
- B、请根据自身口腔情况实时调整脉冲水流的冲刷强度。

注意


- A、切勿将整机放入水中浸泡,可能会导致产品故障或彻底损坏。
- B、如长时间不使用本产品,请确保水箱里干燥无水,然后再存放,以防滋生细菌。

产品参数

产品型号: TQ-01
产品净重: 249g
水箱容积: 220ml
执行标准: GB 4706.1
GB 4706.59

充电电压: 5V =
充电电流: 1A
额定电压: 3.7V =
额定功率: 3.5W

冲牙器构造



操作方法


短按开关键开机, 默认模式弱档, 相对指示灯亮起。
长按2秒切换模式, 模式切换到强档, 同时指示灯也切换到相对应指示灯。
长按2秒切换模式到脉冲档, 同时指示灯也切换到相对应指示灯, 依次循环。
短按开关键关机。仪器工作2分钟自动关机。
仪器电池充电时三颗指示灯依次流水闪亮, 充满时三颗指示灯长亮。

使用步骤



正确的洁牙方法

选择适合自己的档位, 建议从最低档开始试用, 逐渐找到最适合自己的档位。
洁牙时, 将喷头伸入口腔内, 对准牙缝或牙龈, 同是嘴巴微微张开, 以便冲牙时的水流能够顺畅流出。选择好适合自己的档位后, 对准牙龈依次从最里面开始向同一方向冲洗(如1或4), 直至冲洗到最后一颗牙齿的牙龈后翻转喷头, 对准牙龈从里面开始继续向同一方向冲洗(如2或3), 直至冲洗到最后一颗牙齿的牙龈处。另一排牙齿的冲洗顺序同上。



产品效用

- A、强劲脉冲水流能够全面清理口腔各部位的细菌、牙渍、牙垢和食物残渣等。
- B、超细水流可以无障碍清洁牙龈沟和牙缝深处,改善牙龈健康。
- C、有效清除牙齿表面绝大部分顽固牙菌斑,效果大大好于传统牙线。
- D、快速清洁口腔:无论是在家还是外出就餐,都是快速恢复干净口腔的最有效办法。
- E、对于矫正牙、种植牙、牙齿贴面的周边清洁有比较好的效果。
- F、帮助培养健康的日常齿间清洁习惯,使牙齿时刻保持清新净爽。

注意事项

危险

- A、使用前请仔细阅读本说明书,以免操作不当导致伤害或损坏。
- B、切勿私自拆卸本产品,以免产品损坏或造成触电事故。
- C、不要使用40摄氏度以上的水装入水箱中冲牙,以免烫伤。
- D、如充电时产品不慎掉入水中,请先拔掉电源插头再捞出产品,并等水渍完全干透后再充电。
- E、如电源线或插头损坏,请更换电源适配器再使用。
- F、避免在高温处放置本产品,切勿将产品投入火中,电池可能会爆炸。

警告

- A、不要将产品除做口腔清洁外的其他用途。
- B、不要用喷头用力按压牙龈或牙齿以免损伤牙龈。
- C、不要将产品浸入水中,以免产品失效。
- D、不要在高温和潮湿环境下使用产品。
- E、电源线有损坏时请勿继续使用电源线。

注意

- A、请勿在没安装喷头的情形下使用本产品。
- B、某些功效型漱口水可能具有一定的腐蚀性,使用前请确认漱口水的成分,切勿胡乱使用。
- C、若儿童、老人或不会操作者要使用本产品,请确保有人对使用者进行监督和指导。
- D、请放在儿童和婴儿接触不到的地方,不可当玩具使用。
- E、牙周病患者或最近2个月做过口腔手术,以及遭受过口腔问题困扰的,请先咨询医生,确认无误后方可使用。

注意

- A、请勿用强档持续冲刷牙龈损坏处,或牙齿出血处,以防发炎。
- B、请根据自身口腔情况实时调整脉冲水流的冲刷强度。

注意

- A、切勿将整机放入水中浸泡,可能会导致产品故障或彻底损坏。
- B、如长时间不使用本产品,请确保水箱里干燥无水,然后再存放,以防滋生细菌。




产品参数

产品型号: TQ-01
产品净重: 249g
水箱容积: 220ml
执行标准: GB 4706.1
GB 4706.59

充电电压: 5V \equiv
充电电流: 1A
额定电压: 3.7V \equiv
额定功率: 3.5W

冲牙器构造

主机



1.标准喷嘴
适用于日常清洁

2.刮舌苔喷嘴
清洁舌苔专用

3.牙周袋喷嘴
牙周袋清洁专用

4.正畸喷嘴
适用于牙箍清洁

产品使用温馨提示

牙科专家建议:第一次使用者先轻柔模式使用一星期,待适应后再使用正常模式
按动开关按钮,即可使用,使用时需要注意以下几点:

- (a) 水流方向垂直于牙齿或是牙龈;
- (b) 沿着牙齿慢慢移动,按顺序清洁牙齿;
- (c) 喷嘴对齐牙龈垂直;
- (d) 彻底清洁牙齿,牙托,牙冠和假牙。

初次使用,不要直接顺着牙周囊袋内长时间喷水,以免引起牙龈不适感。



✓ 正确示范



✗ 错误示范

冲牙小技巧 打开开关前先将喷头放入口中,这样水不会到处乱溅。使用中,档位由弱至强逐步增加档位,红牙龈一个适应的阶段,寻找自己能承受的适合档位。

日常维护

- A、如需清洗本产品,请用水淋或湿布擦拭干净,再用干布或其他干燥的纸巾擦除遗留在表面的水渍即可。
- B、严禁将产品本体放入水中浸泡。
- C、不要用超过50摄氏度的热水清洗本产品。
- D、不要弯折、拉伸和扭曲喷头水管。
- E、建议每3个月更换一次喷头。
- F、长时间不使用本产品,需清空水箱里的水,并放置在阴凉干燥处。

故障诊断

常见问题	可能原因	解决方法
不能工作或无法开机	新购机或是三个月以上没有使用	请充电4小时以上再使用
工作时水压很低	喷头里面有东西堵住或者喷头变形	更换喷头
充电后只能使用很短时间	电池到了使用寿命末期	请联系客服
	充电时间不足	请充电4小时以上再使用
充电时充电指示灯不亮或乱跳	电源没有接好	请正确接好电源
	适配器(充电头)不匹配	更换适配器或直接插USB插座
	产品电路有故障	请联系客服
工作时不喷水	新购机或是闲置了一段时间未用	1、拔出喷头冲洗主体上的喷头孔 2、对着喷头用力吸一下

环保说明

本表使用之产品
便携式电动冲牙器
有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国RoHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规则编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011(IEC62321)规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

10 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子电气产品的环境保护使用期限是指电子电气产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄露或出现突然变异,并且电子电气产品的用户在使用该电子电气产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限内,请按照使用说明书使用本产品。
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质厂商进行回收处理。

充电电池的处置方法

1. 本产品内置可充电锂电池包含可能污染环境的物质,在丢弃本产品时,请不要将其与一般生活垃圾放在一起,应该将电池取出。
2. 在分解本产品,取出锂电池之前,务必要关闭电源或断电。
3. 取出锂电池的步骤,撬开产品上盖的卡扣,打开产品的上盖,然后取出锂电池。
4. 取出的锂电池应安全的处置,投放到政府指定的电池回收中心,这样有利于环保。特别提示:仅仅在丢弃本产品时将电池取出,在取出之前请确保电池电量已经耗尽,非专业人士勿拆。

回收

弃置回收产品时,请不要将其与一般的生活垃圾扔在一起,应当将其交给指定的回收中心。保护环境,人人有责!

质量保证

兹保证产品品质优良,性能可靠,安全实用。为解决顾客后顾之忧,本公司实行质量负责,售后服务,凭此卡予以办理。

- 1、产品在三个月内正常使用中主要部件如果发生故障,免费修理及更换部件。
- 2、维修时应带收款凭证和保修卡,以便确定保修期限。
- 3、产品保修期三个月。

注意

- 1、不正常使用及人为损坏不属保修范围。
- 2、如顾客自行拆机将取消保修资格。

购买日期: _____

购买地点: _____

产品合格证

产品名称: 电动冲牙器

产品型号: TQ-Q1

检 验 员: 03

检查结论: 合格